

MASCHERINA MEDICA MONOUSO TIPO IIR



con 3 strati di filtrazione



Specifiche:

Tipo IIR

Contiene: 50 pezzi

Taglia: bambini 3-14 anni

Materiale: 30% spray per fusione + 70% tessuto non tessuto

Conforme agli standards: EN 14683:2019+AC:2019

Test report: 721653313-24

Dimensioni prodotto: 14.5x9.5 (±0.5) cm

Dimensioni packaging: 16x10x8 cm

Finalità d'uso:

Protegge naso e bocca dei bambini dall'inalazione di agenti infettivi.

Migliore protezione
per i bambini

Codice prodotto: **RYN001**

Codice Paraf: **981076730**

Codice EAN: **7640173131069**