



Foglio illustrativo incluso



Condizioni di conservazione:  
Temperatura ambiente



Umidità relativa massima  
inferiore all'85%

**FILTRO AD ASSORBIMENTO  
AUTOMATICO ANTIAPPANNAMENTO**

**Specifiche:**

Prodotto: Mascherina protettiva monouso  
Modello: C-PEF99  
Classificazione: FFP2  
Materiale: 40% tessuto non tessuto, 30% spray per fusione, 30% cotone a caldo.  
Percentuale filtrante:  $\geq 95\%$   
Quantità: 2 pz.

**EN 149:2001+A1:2009**

Dispositivo medico certificato da organismo notificato per DPI modulo B + C2: Identificativo CE numero:1463



**CE 1463**

Codice prodotto: **FFP2x2RD**  
Codice paraf: **981436862**  
Codice EAN: **7640173131182**

Codice prodotto: **FFP2x2BL**  
Codice paraf: **981436898**  
Codice EAN: **7640173131212**

Codice prodotto: **FFP2x2BK**  
Codice paraf: **981436850**  
Codice EAN: **7640173131175**