

**Specifiche:**

Prodotto: mascherina medica monouso  
Tipo: IIR  
Modello: RYN001  
Colore: blu  
Contiene: 50 pezzi  
Materiale: 30% spray per fusione + 70% tessuto non tessuto  
Conforme agli standards: EN 14683:2019+AC:2019  
Test report: 721653313-24  
Dimensioni prodotto: 17.5x9.5 cm  
Dimensioni packaging: 16x10x8 cm

**Indicazione per l'uso:**

La mascherina è destinata a proteggere bocca e naso. Posizionata sul viso protegge chi la indossa dall'inhalazione di agenti infettivi, dal rischio di contaminazione, da potenziali schizzi di liquidi contaminati (eccetto il sangue). Monouso, non sterile.

Codice prodotto: **RYN001**

Codice Paraf: **981065485**

Codice EAN: **7640173131045**