



Rapidità di
misurazione



Possibilità di utilizzo dello
strumento anche da parte
d'individui inesperti poiché non
sono richieste particolari
conoscenze



Massima affidabilità e
precisione

SPECIFICHE:

Display:	digitale
Metodo di misurazioni:	oscillometria
Intervallo di misurazione pressione sanguigna:	0-300 mmHg (0-40 kpa)
Intervallo di misurazione pulsazioni:	40 / min -200 / min
60 memorie:	(BP / PULSE / DATE / TIME), M1 / M2, 30 set ciascuno
Precisione di misurazione:	pressione del sangue: ± 3 mmHg (± 0.4 kpa), pulsazioni: $\pm 5\%$
Pressurizzazione:	automatica intelligente
Depressurizzazione:	intelligente a velocità costante
Sensore di pressione:	si
Batterie:	4AA
Spegnimento:	automatico in 3 min
Indicatore di batteria scarica:	si
Classificazione dell'apparecchiatura:	dispositivo in funzionamento continuo, non può essere utilizzato in presenza di miscele di gas infiammabili
Temperatura di utilizzo:	+ 5 °C + 40 °C, umidità: 15% RH-85% RH
Temperatura di conservazione:	-20 °C + 55 °C, umidità: 15% RH-85% RH

Codice prodotto: **BK6032**

Codice Paraf: **981481676**

Codice EAN: **7640173131229**

