



Misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto

VELOCE E FACILE DA USARE



Specifiche:

Nome del prodotto:	termometro a infrarossi senza contatto
Modello:	BK8005
Condizioni di lavoro:	temperatura dell'ambiente: 10°C - 40°C
	Umidità: ≤85%
	Potenza: DC3V (AA*2)
Dimensioni:	95mm×42mm×139mm(L x W x H)
Peso:	85 g (senza le batterie)
Risoluzione:	0.1°C (or 0.1°F)
Campo di misurazione:	> 34.0°C ~ 42.0°C (93.2°F - 107.6°F)
Precisione di misurazione:	34.0°C ~ 42.0°C : ±0.2°C
Distanza di misurazione:	3 ~ 5cm
Memoria:	32 misurazioni
Ambiente di conservazione:	temperatura: -20-50°C, umidità < 90% RH, atmosfera: 500-1060 hPa
Avvertenze:	questo prodotto non può essere utilizzato in presenza di gas e sostanze infiammabili
Accessori:	manuale di istruzioni, custodia protettiva

Codice prodotto: **BK8005**

Codice Paraf: **981481676**

Codice EAN: **6931038680053**