



**DISPLAY A 3 COLORI**

Misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto

VELOCE E FACILE DA USARE

Batterie 2*AAA per alimentazione.
(Non incluse nella confezione)



Nome del prodotto: Termometro a infrarossi
Numero di modello: HL-F1
Modalità di misurazione: misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto.
Campo di misurazione: 32,0 ~ 42,9 °C
Distanza di misurazione: 3 cm ~ 5 cm
Tempo di misurazione della temperatura: 1 secondo
Precisione: 0,1
Errore massimo consentito:
32,0 °C - 34,9 °C ± 0,3 °C
35,0 °C - 42,0 °C ± 0,2 °C
42,1 °C - 42,9 °C ± 0,3 °C
Dimensioni della scatola: 60x50x170 mm

Codice prodotto: **HL-F1**
Codice EAN: **6970770610263**