



MASCHERINA MEDICALE TIPO IIR bicolor (giallo&arancione) 20 pz

Specifiche:

Prodotto: mascherina medicaale monouso

Tipo: IIR

Colore: giallo e arancione

Contiene: 20 pezzi

Caratteristiche: 3 veli, ipoallergenica, non sterile

Percentuale di filtrazione: $\geq 98\%$

Certificazioni: EN14683:2019 Tipo IIR, ISO13485

Indicazione per l'uso:

La mascherina è destinata a proteggere bocca e naso.

Posizionata sul viso protegge chi la indossa dall'inalazione di agenti infettivi, dal rischio di contaminazione, da potenziali schizzi di liquidi contaminati (eccetto il sangue).

Monouso, non sterile.



Codice Prodotto: **CHIR20GA**

Codice Paraf: **982533883**

Codice EAN: **7640173131434**