



## MASCHERINA MEDICALE TIPO IIR bicolor (lilla&rosa) 20 pz

### Specifiche:

Prodotto: mascherina medicaale monouso

Tipo: IIR

Colore: lilla e rosa

Contiene: 20 pezzi

Caratteristiche: 3 veli, ipoallergenica, non sterile

Percentuale di filtrazione:  $\geq 98\%$

Certificazioni: EN14683:2019 Tipo IIR, ISO13485

### Indicazione per l'uso:

La mascherina è destinata a proteggere bocca e naso.

Posizionata sul viso protegge chi la indossa dall'inalazione di agenti infettivi, dal rischio di contaminazione, da potenziali schizzi di liquidi contaminati (eccetto il sangue). Monouso, non sterile.



Codice Prodotto: **CHIR20LR**

Codice Paraf: **982533871**

Codice EAN: **7640173131427**