



L'Auto-test rapido per l'antigene COVID-19 (Fluido orale) Juschek

è progettato per individuare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 per l'uso domestico con l'auto-raccolta dei campioni di fluido orale (saliva).

Specifiche:

Tipo di campione: Saliva

Durata analisi: 15-20 minuti


Sensibilità clinica: 90,1%

Specificità clinica: 99,3%

Accuratezza: 97%

Contenuto della confezione:

- Dispositivo per il test
- Dispositivo per la raccolta del campione (imbuto, tubetto e punta del tubetto)
- Soluzione campione
- Foglietto illustrativo
- Sacchetti di bio-sicurezza



Codice prodotto: **ICOV-802H**

Codice Paraf: **983171099**

Codice EAN: **6970277517171**