



Nebulizzatore ad ultrasuoni portatile per il trattamento dei disturbi respiratori (bronchiti, bruciore alla gola..)

Specifiche:

- Modello: YM-3R9
- Doppia alimentazione: 2 Batterie AA (non incluse) o cavo USB (incluso)
- Consumo di energia: 2W
- Configurazione di potenza: Batterie 3v/1A - Cavo USB 5v/1°
- Frequenza ultrasuoni: 110 kHz \pm 10%
- Velocità nebulizzatore: 0,2 ml/min
- Volume liquidi massimo: 8 ml
- Temperatura medicinale: \leq 60° C
- MMAD: $<$ 5 μ m
- Rumorosità: \leq 50 dB
- Livello di sicurezza: Classe B, IP22
- Dimensioni prodotto: 45x45x100 mm
- Peso: 100g
- Certificazioni: CE 0123

Dotazione Standard:

- Maschera pediatrica
- Maschera adulto
- Boccaglio
- Adattatore per maschera
- Tazza porta medicinale
- Cavo USB



Codice prodotto: **YM3R9**
Codice Paraf: **983450228**
Codice EAN: **7640173131748**